

Wb، Ihc-P، Jj بنرأل نم لئاسنل ددعتم Pik3R3/P55Pik داضم If/Icc، Elisa - Q92569

رصنع ال مقرر: CM0018875

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
هتخص نم ققحتلا م ت يرشبل PIK3R3/p55PIK
ل WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. فرعتي
PI3K تاراشإ ةساردل يلاثم . يرأفل او يرشبل
ن اطرسلاو نيلوسنأل تاراسم ي ف

ديزمل فرعا

راي عم ال	هفصاوم ال
جت نم ال م سا	PIK3R3/p55PIK Rabbit pAb
راع تسم م س/ات اطحال م	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
عاون ال	ناسن
م نيج ال فرعم	8503
م نيج ال فرعم	8503
دضتسم ال	يرشبل PIK3R3/p55PIK نم 300-388 ةني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي بيكرتلا داعم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعتم ةداضم ماسجأ
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	رأف ، ناسن
SWISS	Q92569
نيتورب ال نزو	54kDa
حش ال	جلت سيك