


في مادختس ل Pik3R4/Vps15 دض ةل يسننل ددعت ماضم مسج Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

رصنع ل مقرر: CM0023009



ةمدقم

بنرأل نم ةل يسننل ددعت ماضم مسج يرش ب ل PIK3R4/VPS15 ني تورب فدهتسي مت (زان يك-PI3 ل p150 ةيعرف ل ةحول p150) WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. في مادختس ل هتي حالص نم ققحت ل رآف ل تاني تورب عم لعافتي. ي تاذل ما هت ل ل ا ثا ب أ ل ب سانم. ذر ل ل و زان ي ك ل ل تاراش و، ايال خ ل ل خاد لقن ل ل و.

ديزل ل فرع

راي عم ل	هم ي ل
ج تنم ل مسا	PIK3R4/VPS15 مسج (pAb) ةل يسننل ددعت ماضم مسج
يرغ أ اسم/أ تاطحال م	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
ع و ن ل	يرش ب
ن ج ل فرع م	30849
يعانم ل دضتسم ل	(NP_055417.1) يرش ب ل PIK3R4/VPS15 ني تورب نم 1-330 ةي نيم أ ل اصام أ ل عم قفاوتي لسلسلتي ل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ة ف ل	ةل يسننل ددعت ماضم مسج
قي بط ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
كرتشم ل لعاف ل	ذر، رآف، يرش ب
SWISS	Q99570
ني تورب ل ل ي ئي ز ل ل ن ز و ل	نوت لاد وليك 153
ن ح ل ل	جلت سيك