


Pin1 جـ Wb، If/Icc، Elisa - دض ةل يسننلا ددعت م داض م سـج Q13526

مصنوع ال مقرر: CM0013303



ةمدقم

Pin1 دض بنرأل نم ةل يسننلا ددعت م داض م سـج WB، IF/ICC، و ELISA. جـ ل هنم ققح تـم، يرش بـل. دـجـل او رآفل او ناسنإل فـ Pin1 فشـتـكـي طاشن، ةـلـلـل ةرود مـيـظـنـت شاح بـأل فـلـاـثـم ةـراشـإل لقنو، زاري موزيأل.

ديزمـلـل فرعـا

راي عمـلـا	ةمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	Pin1 Rabbit pAb
رخـا ءامـسـا/اطـاـحـاـلـا مـ	DOD; UBL5; Pin1
عـونـلـا	ناسنإ
نـيـجـلـا فرعـم (ناسنإ)	5300
نـيـجـلـا فرعـم	5300
يعانمـلـا دضـتـسـمـلـا	Pin1 (NP_006212.1) يرش بـل نم 1-163 ةـنـيـمـألـا ضامـألـل قباطم لـسـلـسـتـى لـعـيـوتـحـي فـلـتـؤـم جـامـدـنـا نـيـتـورـب
ردصـمـلـا	بـنـرأ
ةـفـلـا	ةـلـيـسـنـنـلـا ةـدـدـعـتـم ةـدـاضـم مـاسـجـا
قـيـطـطـلـا	WB، IF/ICC، ELISA
يـلـدـابـتـلـا لـعـافـتـلـا	دـجـ، رآف، ناسنإ
SWISS	Q13526
نـيـتـورـبـلـل فـيـئـيـزـجـلـا نـزولـا	نوتـلـاد وـلـيـك 18
جـشـلـا	جـلـتـسـيـك