

J- Pip4K2A J- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P48426

رخصنعالا مقرر: CM0027094



ةمدقم

PIP4K2A دض ةلېسنال ددعت م بنرا داض م سرج WB، تاقېببطل هنم ققحتال مت، يرشبال IHC-P، IF/ICC، ELISA. عطاقتم لكشب لعافتې. زانېك فدهتسې. ذرغالو رأفالو ناسنال عم نم تافسوف-5 لوتېزونې لېدېتافسوف تاراشا ف كراشې زانېك وهو، افال 2-عونال. يتاذل ماهتلالو دېتېزونې إوفسوفال.

دېزمالا فرعا

رايعمالا	ةمقلا
جتنمالا مس	PI4K2A (pAb) ةلېسنال ددعت م بنرا داض م سرج
ىرعا ءامسأاطاحال م	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
فدهتسمال يحال نئال	ناسنال
م (يرشبال) يحال فرعم	5305
نحال فرعم	5305
يعانمال دصتسمال	PI4K2A (NP_005019.2) يرشبال 120-350 مةنېمالا صامأالا عم قفاوتې لسلست ىلع يوتحې فلتؤم يحامدنا نېتورب
ردصمال	بنرا
ةفالا	ةلېسنال ددعت م داض م اسجا
قېببطلال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقتمال لعافتال	ذرغال، رأفال، ناسنال
SWISS	P48426
نېتوربال لېئىزجال نزوال	نوتلاد وليك 46
نحشال	جلت سېك