


J- Pitrm1 J- Wb, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

رقم المنتج: CM0030366



مقدم

هذا المنتج هو من عائلة بروتينات J- Pitrm1، والتي تستخدم في اختبار Western Blot (WB)، IF/ICC، و ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتينات J- Pitrm1، والتي تستخدم في اختبار Western Blot (WB)، IF/ICC، و ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتينات J- Pitrm1، والتي تستخدم في اختبار Western Blot (WB)، IF/ICC، و ELISA.

معلومات إضافية

معلومات المنتج	البيانات
اسم المنتج	PITRM1 Rabbit pAb
أسماء/تطبيقات	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
الوزن الجزيئي	يرش
الوزن الجزيئي (يرش)	10531
الوزن الجزيئي	10531
نوع المنتج	يرش بروتين NP_055704.2) PITRM1 من 758-1037 هيدروكسيل الأمينية. (NP_055704.2).
الرقم	ب
العائلة	عائلة بروتينات J- Pitrm1
تطبيقات	WB, IF/ICC, ELISA
البيانات الإضافية	ذرة، راف، يرش
SWISS	Q5JRX3
نوع المنتج	117 نواتج وظيفية
نوع المنتج	ج