

Elisa و Wb - جـ بنرأل نم خاسنن تسالال ددعتـم Piwil2 داضـم Q8Tc59

رصنعـل مقرر: CM0025190



ةمدقم

PIWIL2 دض بنرأل نم خاسنن تسالال ددعتـم داضـم (Western blot) يبرغل لحنملل هنم ققحتـل مت يلاثـم. رأفل اعمّاع طاقتم لعافتـي و ELISA و تانـاويـحل نوكتـو، piRNA راسـم ثـاحـبـأل لسنـل اةـمالـسو، ةـيـونـملـل UniProt Q8TC59.

ديـزـمل افرعـا

لـم اعمـل	ةـمـيـقـل
جـنـمـل مـسـا	PIWIL2 Rabbit pAb
راعـتـسـم مـسـا/اـطـاـحـالـم	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
عـاـوـنـالـا	نـاسـنـالـا
GeneID (نـاسـنـالـا)	55124
GeneID	55124
دضـتـسـمـلـا	PIWIL2 يريشـبـل 100-200 نـم ةـيـنـيـمـأل اـضـامـألـا لـخـاد لـسـلـسـتـعـم قـفاـوتـي يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب (Q8TC59).
ردصـمـلـا	بـنـرأ
ةـفـلـا	خـاسـنـنـتـسـالـال ةـدـدـعـتـم ةـدـاضـم مـاسـجـا
قـيـبـطـتـلـا	WB, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لعـافـتـلـا	رأف
SWISS	Q8TC59
نـيـتـورـبـلـا نـزـو	110kDa
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك