

J- Pkc Mu ةداضم ال بنارأل ةلئسن ال ةددعتم ةداضم ال ماسجأل J- Wb و Elisa - Q15139

رصنع ال مقرر: CM0021798

ةمدقم

بنارأل نم ةلئسن ال ددعتم داضم مسج
بسانم (PRKD1) يرشب ال PKC mu فدهتسي
ELISA و (Western blot) يرغل فاشنل
ف تاساردلل ديفم. رأف ال عم لعافت
بلقل مخضتو ناطرسل او ةيولخل تاراشل

ديزل فرعا

لماعل	ةمقلا
جتنم ال مسا	PKC mu Rabbit pAb
راعتسم مسا / اطاحال م	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
عونل	يرشب
نيجل فرعم (يرشب)	5587
نيجل فرعم	5587
يعانم لدضتسم ال	PKC mu يرشب ال (NP_002733.2) نم 900 لىل 800 نم ةلئسن ال صامأل نمض لسلسلست عم قباطتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةلئسن ال ةددعتم ةداضم ماسجأ
قبطتال	WB, ELISA
لدابتل لعافتال	رأف، يرشب
SWISS	Q15139
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 102
نحشال	جلت سيك