

Anti-Pla2G7 J- Wb وElisa - Q13093 لئاسننل ددعت م داضم مسج رمصنعل مقرر: CM0013269



مدمقم

دض بنرألا نم لئاسننل ددعت م داضم مسج PLA2G7 (PAF-AH، LP-PLA2) يرشبلا م WB يف مادختسالل هتيحالص نم ققحتلا مدختسُي. رأفلا عم بلصتم لعافت عم ELISA و ةيومدلا حئافصلا طيشنت لماع للحت ةساردل يباهتلال يدسكأتلا داهجإل تاراسم و

ديزمل فرعا

راي عملا	مميلا
جتنملا مسا	PLA2G7 Rabbit pAb
تافدارملا/تاطحالما	PAFAD: PAFAH: LP-PLA2: LDL-PLA2: PLA2G7
عونلا	ناسنالا
م (ناسنالا) فترعم	7941
م فترعم	7941
يعانملا دصتسملا	PLA2G7 (NP_005075.3) يرشبلا PLA2G7 نم 51-240 ةيمنيالا ضامألا لباقي لسلسلتي لغي وتحي فلتؤم يجامدن ني تورب فلتؤم ني تورب
ردصملا	بنرألا
ةفلا	لئاسننل ددعت م داضم ماسجا
قيبطتلا	WB, ELISA
بلصتملا لعافتلا	رأفلا، ناسنالا
SWISS	Q13093
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 50
نحشلا	جلت سيك