


ا تي ب Plc جـ داضم الـ يـ بنرأ ةـ لـ سـ نـ الـ ديـ حـ وـ الـ داضـ مـ الـ مـ سـ جـ الـ 3 (Plcb3) جـ Wb و Elisa - Q01970

رـ صـ نـ عـ الـ مـ قـ رـ : CM0002084



ةـ مـ دـ قـ مـ

ةـ يـ عـ وـ نـ الـ يـ لـ اعـ يـ بـ نـ رـأ ةـ لـ سـ نـ الـ ديـ حـ وـ داضـ مـ سـ جـ
(PLCB3) يـ رـ شـ بـ الـ 3 ا تي ب PLC نـ يـ تـ وـ رـ بـ دض
(Western blot) يـ عـ انـ مـ الـ يـ بـ رـ غـ الـ خـ طـ لـ تـ لـ بـ سـ انـ مـ
تـ ارـ اشـ إلـ ةـ سـ ارـ دـ لـ يـ لـ اـ ثـ مـ . ELISA رـ ابـ تـ خـ او
ديـ لـ وـ تـ ، GPCR تـ الـ بـ قـ تـ سـ مـ ةـ طـ سـ اوـ بـ ةـ لـ وـ قـ نـ مـ الـ
تـ الـ دـ عـ الـ ةـ فـ يـ طـ وـ وـ ، DAG/IP3.

ديـ زـ مـ الـ فـ رـ عـ

رايـ عـ مـ الـ	ةـ مـ يـ قـ الـ
جـ تـ مـ الـ مـ سـ ا	PLC beta 3 (PLCB3) جـ لـ ةـ لـ سـ نـ الـ ديـ حـ وـ يـ بـ نـ رـأ داضـ مـ سـ جـ
ةـ رـ اعـ تـ سـ مـ الـ ءـ اـ مـ سـ أـ الـ / تـ اطـ اـ حـ الـ مـ الـ	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
عـ وـ نـ الـ	يـ رـ شـ بـ
مـ (يـ رـ شـ بـ) نـ يـ جـ الـ فـ رـ عـ مـ	5331
نـ يـ جـ الـ فـ رـ عـ مـ	5331
يـ عـ انـ مـ الـ دضـ تـ سـ مـ الـ	يـ عـ انـ طـ صـ اـ ديـ تـ بـ بـ
رـ دضـ مـ الـ	بـ نـ رـأ
ةـ فـ الـ	ةـ لـ سـ نـ الـ ديـ حـ وـ الـ ةـ داضـ مـ الـ مـ اسـ حـ أـ الـ
قـ يـ بـ طـ تـ الـ	WB, ELISA
لـ دـ ابـ تـ الـ لـ عـ افـ تـ الـ	يـ رـ شـ بـ
زـ مـ رـ SWISS	Q01970
نـ يـ تـ وـ رـ بـ الـ نـ زـ وـ	نـ وـ تـ الـ اـ دـ وـ لـ يـ كـ 139
حـ شـ الـ	جـ لـ تـ سـ يـ كـ