

تاي نقت ل Plcxd2 ل داضم لئاسننل ددعت م بنراً داضم مسج Wb وIf/Icc وElisa - Q0Vaa5

رصنع ال مقرر: CM0017837

ةمدقم

فدهتسي لئاسننل ددعت م بنراً داضم مسج
هتيحالص نم ققحتل مت ،يرشب ال PLCXD2
ف ELISA و يعانم ال قلأتل و ةيبرغل ةخطللل
رود فشكتسا . ةيذرج و ةيرأف و ةيرشب تانيع
ف PI-PLC X قاطن يلع يوتحم ال 2 ني تورب ال
ةي نه دل تاراشل ال .

ديزم ال فرع

راي عمل	ةمي ال
جت نم ال مسا	PLCXD2 Rabbit pAb
راعتسم ال مسال/اتاطحال ال	PLCXD2
عون ال	ناسنل
GeneID (الال)	257068
GeneID	257068
يعانم ال دصتسم ال	يرشب ال PLCXD2 نم 1-305 ةيني مال ضامال لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب افلتؤم ني تورب (NP_001172035.1).
ردصم ال	بنرال
ةئف	لئاسننل ددعت م داضم ال ماسجال
قيبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
بالصت ال لعافت ال	ذرج ال ،رأف ال ،ناسنل
SWISS	Q0VAA5
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 35
نحش ال	جلت سيك