

(Wb)، يبرغل ليجرتل Pld3 ل لئاسنل ددعتم داضم Elisa - Q8lv08 ةسي اقم و (If/Icc)، ةيولخل ةعانمل او CM0023937 :رصنعل مقرر



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
WB، IF/ICC، ةنم ققحتل مت، يرشبل PLD3
يلاثم. رآفل عمأب لاصتم لعافتو؛ ELISA،
يموسوسيلل زاي لكونوسكإل ةفيظو ةساردل
ضامأل راعشتساو، ةيرطفل ةعانمل او
ةيوونل.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةميقل
جتنملا مسا	PLD3 Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحال م	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
عونل	ناسنل
نيجل فرعم (ناسنل)	23646
نيجل فرعم	23646
دضتسملا	يرشبل PLD3 نم 279-490 ةنيملأ ضامأل عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتوب (NP_001026866)
ردصملا	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ددعتم داضم
قيبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
بللصتم لعافتل	رأف
SWISS	Q8lv08
نيوتوبل نزو	55kDa
نحشل	جلت سيك