


Elisa و Blot (Wb) مصخّل ب نرأ ل انولك يلوب Pld4 داضم Q96Bz4

مصنوع ال مقرر: CM0013659



مقدم

PLD4 دض ةدوج ال يلاع ب نرأ ل انولك يلوب داضم
PLD4 دض ELISA و WB ل ه ن م ققحت ال م
راعشتسا تاساردل يلاثم . يرأفل او يرش ب ال
ةيرطفل ةعانمل او ةي وون ال ضامحل ال

ديزمل الفرع

لماعلم	ه ي ق ل
ج تنم ال م س ا	PLD4 Rabbit pAb
راع تسم م س ا/ تاطحال م	C14orf175; PLD4
ع ا و ن ال	ناسن
GeneID (ناسن)	122618
GeneID	122618
دض تسم ال	(NP_620145.2) يرش ب ال PLD4 م 200-52 ةي ن م ال ضامحل ال عم قفاوتي ل س لست ى ل ع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن نيتورب
ردصم ال	ب نرأ
ة ف ل	ة ل انولك يلوب ة داضم ماسحل
ق ي بطت ال	WB, ELISA
ع طاقم ال لعافت ال	رأف ، ناسن
SWISS	Q96BZ4
نيتورب ال نزو	56kDa
نحش ال	جلت سيك