

Plk1 (Plk1/Stpk13) جلداضم بنرأ ةللسنل دىحو داضم مسج Elisa - P53350 و (Wb) ةيماله ةيعانم ال ةقيرطالاب فشكل CM0003640 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةدوجل ال يلاع بنرأ ةللسنل دىحو داضم مسج
هتحتص نم ققحتل مت ،يرشب ال PLK1 جلداضم
ةيماله ةيعانم ال ةقيرطالاب فشكل
PLK1 عم لعافتي .ELISA و (Western blot)
يلاثم .يدرقل او يذجل او يرأفل او يرشب ال
يولخل ماسقنال او ةلخل ةرود ثاحبأل

ديزمل فرعا

ةمدعل	ةمدق
جتنم الم سا	PLK1 Rabbit mAb
مسا / اطاحالم راعتسم	PLK; STPK13; PLK1
عونل	يرشب
نجىل فرعم	5347
يعانم دصتسم ال	يرشب ال PLK1 نيئورب نم 495 لى 272 نم ةينيئمأل ضامأل عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيئورب فلتؤم نيئورب (NP_005021.2).
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةللسنل ةدىحو ةداضم الم اسجال
قبطت ال	WB, ELISA
لدابت الم لعافتل	درق ، ذج ، رأف ، يرشب
SWISS	P53350
نيئورب ال نزو	نوتلاد وليك 68
نجلش ال	جلت سيك