

تاقىب طت لل Pltp-ل داضم ال ةلئسن ال يداح أ داضم ال مسج ل Wb و Ihc-P و Elisa - P55058

رصنع ال مقرر: CM0008407

ةمدقم

بنارأل نم فلتؤم ةلئسن ال يداح أ داضم مسج WB و IHC-P و ELISA. تاقىب طت لل PLTP-ل داضم تادىبى لوفسوفل لقن نئتورب نع فشكئ ذرل او رآفل او ناسن إل ىدل أشنم ال لخدل لئكش ت ةداع إ ثاحب أ معدئ. (نوتلاد ولىك 55~) نوهدل لقنو ةفاثك ال لئع لورتسئ لوكل

دئزم ال فرع

لماعم ال	ةمئق ال
جتئم ال مسأ	PLTP Rabbit mAb
ةلئب ءامسأ / تاطح ال م	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
عون ال	ناسن
مئج ال فرعم	5360
مئج ال فرعم	5360
ئعانم ال دصتسم ال	(P55058) ئرشب ال PLTP نئتورب نم 300 ىل 200 نم ةئئم ال صامح ال عم قفاوتئ ئعانطصا دئتب
ردصم ال	بئرأ
ةئفلا	ةلئسن ال يداح أ داضم مسج
قئب طت ال	WB, IHC-P, ELISA
لدابتم ال لعافت ال	ذرل، رآف
SWISS	P55058
نئتورب ال نزو	نوتلاد ولىك 55
نحش ال	جلكئ سئك