


Wb - Q05516 - JI بنرأل نم ةلېسننل ايداح Plzf داضم

رصنع ال مقرر: CM0002570



ةمدقم

ةيعونل ايلاع بنرأل نم ةلېسننل ايداح داضم مت (ZBTB16/ZNF145) يرشب ال PLZF فدهتسي WB, IP, IF-P, ELISA. ل هتيحالص نم ققحت ال ذرغالو رأف ال عم لدابت م لكشب لعافت ي طبارتل او يخسننل ميظنتل تاساردل يلاثم نيتيوكبويلاب.

ديزمال فرعا

لماعم ال	همي ال
جتنم ال مسا	PLZF Rabbit mAb
راغتسم مس/اتاطحال م	PLZF; ZNF145
عون ال	ناسن
نيج ال فرعم	7704
دصتسم ال	يرشب ال PLZF نم 199-300 ةنيماألاصامألا عم قفاوتي لسلسلتي لىع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنا نيتورب (NP_005997.2).
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلېسننل ايداح دادصأ
قبطت ال	WB, IP, IF-P, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذرغ, رأف, ناسن
SWISS	Q05516
نيتورب ال نزو	74kDa
نحش ال	جلت سيك