


ج- Pmp70/Abcd3 ج- Wb، If/Icc، Elisa - P28288

مقرر: CM0011901



مقدم

دض بنرأل نم ةلئسنل اءاأ ءاض مءسج
ققحتل مء (P28288) یرشب ال PMP70/ABCD3
عم عطاقت ملعافت عم WB، IF/ICC، ELISA ج- هنم
ضامأل لقن ءاأ الءام. ءرأل/رأفل
ءءسكأل او ءاموسئسكورئب ال ربع ةئنهءل
اءئب.

ءئزم ال فرعا

ءملءم ال	ءمئق ال
ءءنءم ال مءسا	بنرأل نم ةلئسنل اءاأ ءاض مءسج PMP70/ABCD3
ءءاء اسماء/ءءاطء الم	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
فءءءسم ال ءءل ءءاك ال	ءاسنل
مءئب ال فرعم (ئرب ال)	5825
مءئب ال فرعم	5825
ئعانم ال ءضءسم ال	ئرب ال PMP70/ABCD3 مءئب نم 659 ل 560 نم ةئئمأل ضامأل قءاطم ئعانءصا ءئب
رءصم ال	بنرأ
ءءء	ءلئسنل اءاأ ءاض مءسا
قئبءطء ال	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقت ملعافت ال	ءرأل، رأفل، ءاسنل
SWISS	P28288
مءئب ال ءئب ال ءءل	ءوءلء ءلء 75
ءءء ال	ءلء سئك