

ضاد لـ Pold3 جـ Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

رقم المنتج: CM0026845



مقدم

نم يـ نولـ كـ يـ لـ و ب داضـ م و هـ و POLD3 Rabbit pAb، هـ و 3 ةـ يـ عـ رـ فـ لـ ا ةـ دـ حـ و لـ ا فـ دـ هـ تـ سـ ي بـ نـ ا رـ ا لـ ا DNA جـ Wb, IHC-P, IF/ICC, ELISA؛ رـ شـ بـ لـ ا تـ ا نـ يـ عـ ل بـ سـ ا نـ م رارـ كـ ت ي ف ي ثـ حـ بـ لـ ا مـ ا دـ خـ تـ سـ ا لـ ا . نـ ا رـ ئـ فـ لـ ا و يـ و و نـ لـ ا ضـ مـ حـ لـ ا حـ ا لـ صـ ا و .

ديـ زـ مـ لـ ا فـ رـ عـ ا

لـ مـ ا عـ مـ لـ ا	هـ مـ يـ قـ لـ ا
جـ تـ نـ مـ لـ ا مـ سـ ا	POLD3 Rabbit pAb
رـ ا عـ تـ سـ مـ مـ سـ ا / تـ ا طـ حـ ا لـ م	P66; P68; PPP1R128; POLD3
عـ ا و نـ ا لـ ا	نـ ا سـ نـ ا
GeneID (نـ ا سـ نـ ا)	10714
GeneID	10714
دـ ضـ تـ سـ مـ لـ ا	يـ رـ شـ بـ لـ ا POLD3 نـ م 197-466 هـ يـ نـ يـ مـ ا لـ ا ضـ ا مـ حـ ا لـ ا عـ م قـ فـ ا و تـ ي لـ سـ لـ سـ ت ي لـ ع ي و تـ حـ ي بـ يـ كـ رـ تـ لـ ا دـ ا عـ م يـ جـ ا مـ دـ نـ ا نـ يـ تـ و رـ ب (NP_006582.1).
رـ دـ صـ مـ لـ ا	بـ نـ رـ ا
هـ ئـ فـ لـ ا	هـ يـ لـ ا نـ و لـ كـ يـ لـ و ب ةـ دـ ا ضـ م مـ ا سـ جـ ا
قـ يـ بـ طـ تـ لـ ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عـ طـ ا قـ تـ مـ لـ ا لـ عـ ا فـ تـ لـ ا	رـ ا ف , نـ ا سـ نـ ا
SWISS	Q15054
نـ يـ تـ و رـ بـ لـ ا نـ زـ و	51kDa
نـ حـ شـ لـ ا	جـ لـ تـ سـ يـ ك