

Elisa و Wb - ج ل ب ن ر أ ل ا ت ا خ س ن ت س م ل ا د د ع ت م Anti-Pole4 د ا ض م Q9Nr33

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0023859

ة م د ق م

ب ن ر أ ل ا ن م ت ا خ س ن ت س م ل ا د د ع ت م د ا ض م ن م ة ي ع ر ف ة د ح و و ه و ، ي ر ش ب ل ا P O L E 4 ف د ه ت س ي ف ك ر ا ش ت epsilon ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ز ا ر ي م ي ل و ب ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ح ا ل ص ا و ر ا ر ك ت ل ع ا ف ت ي و ' E L I S A و W e s t e r n b l o t ل ه ت ح ص ي ل ا ث م . ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ن ي ت ا م و ر ك ل ا ت ا س ا ر د ل .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	POLE4 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	POLE4; YHHQ1; p12; DNA polymerase epsilon subunit 4
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م ج ل ا ف ر ع م	56655
د ص ت س م ل ا	NP_063949.2) ي ر ش ب ل ا P O L E 4 ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب .
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ت ا خ س ن ت س م ل ا ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل ا	W B , E L I S A
ل خ ا د ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	Q9NR33
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	12kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك