


Wb و Ip تارابتخالل Anti-Polr2H ةل يسننلا ددعت م داضم مسج Elisa - P52434

رصننعل مقرر: CM0015474



ةمدقم

دض بنرأل نم ةل يسننلا ددعت م داضم مسج نم (POLR2H) RPABC3 ةيعرفلا ةدحولل يوونللا ضمحللاب ةءجوملا RNA تازاريميلوب يف مادختسالل بسانم. III او I او II ءاونأل نم DNA رابتخاو، يعانملا بيسررلل او، نررتسيو ةخطل ةيرأفو ةيرشب تاني عىل ELISA.

ديزملا فرع

رايعملا	هميقل
جتنملا مسا	POLR2H Rabbit pAb
راعنملا مسا/اتاطحالما	RPB8: RPB17: RPABC3: POLR2H
عونلا	ناسنالا
ناسنالا (ناسنالا) فترعم	5437
ناسنالا فترعم	5437
يعانملا دضنملا	(NP_006223.2) يرشبلا POLR2H نم 1-150 ةينملا ضامحالا لباقي لسلسلست عىل يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب فلتؤم نيتورب
ردصملا	بنرأل
ةئفلا	ةل يسننلا ددعت م داضم ماسج
قيبطتلا	WB, IP, ELISA
بلصملا لعافتلا	رأفلا، ناسنالا
SWISS	P52434
نيتوربلا نزو	17kDa
نحشلا	جلت سيك