


J- Polr3K J- Wb، Elisa - ةلېسننلا ددعت م بنرأ داضم مسج Q9Y2Y1

مصنوع ال مقرر: CM0028030



ةمدقم

فدهتسي ةلېسننلا ددعت م بنرأ داضم مسج Western blot بسانم ، يرشبال POLR3K ني تورب ةلېسننلا ةيعرف ةدحو فشتك ي . ELISA و blot ةقد ي فراشت ثلثال زيري مي لوب RNA يرطفال يعانم الراشت سالاو خسننلا .

ديزملا فرع

ةملا عملا	ةميلا
جتنملا مس	POLR3K ةلېسننلا ددعت م بنرأ داضم مسج
رخأ ءامسأ / تاطحال م	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
عونلا	رشبال
نيجلا فرع م	51728
يعانملا دصتسملا	(NP_057394.3) يرشبال POLR3K ني تورب م 1-108 ةيني مأل ضامأل قباطم لسلسل يلى يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب فلتؤم ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننلا ددعت م داضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
يلدابتلا لعافتلا	رشبال
SWISS	Q9Y2Y1
ني تورب ل يئيزجال نزولا	نوتلاد وليك 12
نحشلا	جلت سيك