

Pou4F3 J- Wb, Elisa - Q15319 دص ةلېسننل ددعت م داضم مسج رصننعل مقرر: CM0025378

ةمدقم

بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داضم مسج
(BRN3C) يرشبل Pou4F3 ني تورب فدهتسي
يعانملا تارابتخالل هتيحالص نم ققحثم
(Western blot) رابتماو
ثاأل بسانم (ELISA) مي زنلابل طبترملا
عرشملا ايلخلل زيامتو يعمسلا زاهللا روطت
ةلخلادل نذاللي.

ديزملل فرعا

راي عملا	همي قللا
جت نملا مسا	POU4F3 Rabbit pAb
رخأ اسماس/اتاطحال م	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
فدهتسملا يجلل نئاكلا	ناسنالا
نيجلا فرعم	5459
يعانملا دصتسملا	ني تورب Pou4F3 (NP_002691.1) يرشبل 1-180 ةني مألل صامحالل قباطم لسلسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدنل ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل ددعت م داضم ماسجأ
قيبطتللا	WB, ELISA
يللدابتلا لعافتلا	ناسنالا
SWISS	Q15319
ني توربلل يئيزجلل نزلولا	نوتلاد وليك 37
نحشلا	جلت سيكي ف