

تاقيبطت لل اتبي Pp1 - داضم يبناراً لاولك يلوب داضم Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - P62140

رصنع ال مقرر: CM0013083

ةمدقم

PP1 نيتورب دض يبناراً لاولك يلوب داضم
WB و تاقيبطت لل (PPP1CB) يرشب ال اتبي
الدابتمّ العافت لعافت. ELISA و IF/ICC و IHC-P
هنزو نيتورب نع فشكي. ذرل او رأفل عم
نم ققحتت المت. نوتلاد وليك 37 يئيزجل
ضيأ، ةللخل ةرودت اساردل هتيجالصل
ي مويلا عاقيإلو، نيجوك يجلل

ديزملال فرعا

هم لعم ال	هم يقي ال
جت نمنل م سا	PP1 beta Rabbit pAb
ءامسأل/اتاطحال الم ةراعتست الم	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
عونل	يرشب
نيجال فرعم	5500
يعانم لدضتست الم	يرشب ال اتبي PP1 نيتورب نم 327 إلى 227 نم ةني مأل اضا مأل نمض لس لسست عم قفاوت ييعانطصا ديتبب (NP_002700.1))
ردصم ال	بنرأ
ةئل	(لاولك يلوب) لئاسنل ةدعتت دادصألا
قيبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتت لعافت ال	ذر، رأف، يرشب
زمر SWISS	P62140
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 37
نحش ال	جلت سيك