

في ف مادختسال ل Ppp4C دض ةليسنال ددعت م بنراً داض م مسج Wb، Ihc-P، If/Icc، Ip، Elisa - P60510

رصنعال مقرر: CM0013278

ةمدقم

PPP4C دض ةليسنال ددعت م بنراً داض م مسج WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA. في ف مادختسال ل دمتعم ،يرشبل رأفل او ناسنإل عم لعافت ي. ذرل او ،يوونل ضمحل االصإ ثاحبأل بسانم. ذرل او ،ةيولخل تاراشإل او ،جمربمل يولخل تومل او. اهبيكرت داعم ةيعانم ةدام

ديزمل فرعا

راي عم ل	ةمي قل ا
جت نم ل م سا	PPP4C (pAb) ةليسنال ددعت م بنراً داض م مسج
رخأ ءامس/أطاحال م	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
فدهتسم ل يجل نئاكل	ناسنإل
م (يرشبل) نجل ل فرعم	5531
نجل ل فرعم	5531
ةيعانم ةدام ل	NP_002711.1) يرشبل PPP4C م 1-307 ةيني مأل ضامأل ل قباطم لسلسل يلع يوتحي هبيكرت داعم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرال
ةفلا	ةليسنال ددعت م ةداض م اسجأ
تاقبي بطتل	WB، IHC-P، IF/ICC، IP، ELISA
يلدابتل لعافت ل	ذرل ،رأفل ،ناسنإل
SWISS	P60510
ني توربل ل يئيزجل نرول	نوتلاد وليك 35
نحل ل	جل ل سيك