

Prk2/Pkn2 ج. داضم الة لسي سنن ال يداج أ داضم ال مسجل ال Q16513 - يعانم ال يميزن إل صر ف لاو يبرغ ال خي طلت لل رصنن ال مقرر: CM0002768



ةمدقم

نيتورب دض بنرأ ةل سي سنن ال يداج أ داضم مسجل
PRK2/PKN2 (PKN gamma) يرش ب ال
يعانم ال يميزن إل صر ف لاو يبرغ ال خي طلت لل
في ثح بلل يلاثم. ذر ج لاو سوام ال عم لعافت
ي، ولخ ال لك يهل تاي كي ماني د، ةلخ ال ةرود
ايال خ ال ةرود.

دي زم ال فرع

هفصاوم ال	لي صا فت ال
جتنم ال مس	PRK2/PKN2 Rabbit mAb
ةلي دب ءامس أ / تاطح ال م	PAK2; PRK2; STK7; Pak-2; PRKCL2; PRO2042; PRK2/PKN2
عون ال	يرش ب
مجي ال فرع م	5586
مجي ال فرع م	5586
يعانم ال دضتسم ال	يعانم ال دضتسم ال
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	ةل سي سنن ال يداج أ داضم ال ماسج ال
قبي طت ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذر ج، سوام، يرش ب
زمر SWISS	Q16513
نيتورب ال نزو	نوتل اد وليك 112
حش ال	جلت سيك