


Prkrip1 دص بنرألل (Polyclonal) لئاسنل ددعت م داضم مسج Elisa - Q9H875 و If/Icc و Wb تاقيبطتل

رصنعلال مقر: CM0021636



ةمدقم

لئاسنل ددعت م داضم ل مسجل فشتكي ناسنلالي في PRKRIP1 ني تورب PRKRIP1 بنرألل و WB تاقيبطتل دمتعم وهو، ذرل او رأفل او في آيساساً انوكم PRKRIP1 دغي. ELISA و IF/ICC ةبولطم ل (spliceosome) ةماض ل تاميسي ل (pre-mRNA) لاسرمل انرل لب ق ام طبر ةي لمعل (splicing)، ايل اثم داضم ل مسجل اذه لعجي ام، ةماض ل تاميسي ل او انرل ةجل اع م ثا ب أل.

ديزل فرعا

لماعل	همل
جت ملسا	PRKRIP1 Rabbit pAb
هليدب ءامس/اتاطحال م	C114; KRBOX3; PRKRIP1
عونل	ناسنل
ناسنل (ناسنل) فرعم	79706
ني ل فرعم	79706
دضتسم ل (Immunogen)	PRKRIP1 ني تورب نم 67-134 ةي نمل اضا مال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن ني تورب (NP_078929.1) يرشبل
ردص ل	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ةددعت م داضم ماسجأ
قيبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
لداتمل لعافت ل	ذر، رأف، ناسنل
SWISS	Q9H875
ني تورب ل نزو	نوتلاد وليك 21
نشل	جلت سيك