

## J- Prmt1 داضم ةلېسننل ديحو داضم مسج

Elisa - Q99873 و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقېب طتلل

مقرر: CM0005347 رصنعل



### مقدم

J- داضم ةلېسننل ديحو داضم مسج PRMT1 تاقېب طتلل دم تعم WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. يرش ب ال PRMT1 ني تورب ىلغ فرع تي وليك 42 ئي زج ل ه نزو) ي مو ثر ج ل او يرأ ف ل او ن ي ن ي ج رأ ل ة ل ي ث م ة س ا ر د ل د ي ف م . (ن و ت ل ا د ن ا ط ر س ل ل ا ي ج و ل و ي ب و ي ن ي ج ل ق و ف م ي ط ن ت ل ا و

### ديزم ل فرع

| معمل                                    | م ي ق ل                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت م ل م س ا                           | J- PRMT1 ل ب ن ا ر ا ة ل ي س ن ن ل د ي ح و د ا ض م م س ج                                                                                                |
| م ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م | ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1                                                                                                                       |
| ع و ن ل ا                               | ي ر ش ب                                                                                                                                                 |
| م (ي ر ش ب) ن ي ج ل ف ر ع م             | 3276                                                                                                                                                    |
| ن ي ج ل ف ر ع م                         | 3276                                                                                                                                                    |
| ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا               | PRMT1 ني تورب نم 1-100 ة ني م أ ل ا ض ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (Q99873) ي ر ش ب ال |
| ر د ص م ل ا                             | ب ن ر ا                                                                                                                                                 |
| ف ا ل ا                                 | ة ل ي س ن ن ل د ي ح و د ا ض م ل م ا س ا ل ا                                                                                                             |
| ق ي ط ط ل ا                             | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل ا             | ذ ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب                                                                                                                                   |
| SWISS                                   | Q99873                                                                                                                                                  |
| ن و ت و ر ب ل ا ن ز و                   | ن و ت ل ا د و ل ي ك 42                                                                                                                                  |
| ج ن ش ل ا                               | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                             |