

## Prokineticin-2 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

رقم المنتج: CM0028357

### معلومات

هذا المنتج هو من أجسام مضادة لـ Prokineticin-2، يتم استخدامه في اختبارات ELISA، و WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. هذا المنتج هو من أجسام مضادة لـ Prokineticin-2، يتم استخدامه في اختبارات ELISA، و WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA.

### معلومات إضافية

| الاسم          | الرقم                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| جسم مضاد       | PROK2 Rabbit pAb                                            |
| مستضد          | BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2                            |
| الأنواع        | إنسان                                                       |
| الرقم (إنسان)  | 60675                                                       |
| الرقم          | 60675                                                       |
| مستضد          | (NP_001119600.1) Prokineticin-2 (PROK2) من 20-129 حمض أميني |
| ردص            | نرأ                                                         |
| نوع            | جسم مضاد                                                    |
| تطبيقات        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| معلومات إضافية | ذئب، راف، إنسان                                             |
| SWISS          | Q9HC23                                                      |
| وزن الجزيء     | 14kDa                                                       |
| نوع            | جسم مضاد                                                    |