

Convertase 9 نيورب ال دض يبناراً لئاسنل ددعت م داض م سح Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - ق ب س م ال (Pcsk9) Q8Nbp7

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0028127



ة م د ق م

نيورب ال دض يبناراً لئاسنل ددعت م داض م سح (PCSK9) يرش ب ال ق ب س م ال Convertase 9. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. ناسن إال عم لدابتم لكش ب لعافت ي. لورتس ي لوك ال مظنم فدهتسي. ذر لالو رأفل او ي ل ا ث م. نوت لاد وليك 74 ي ئي زج نزوب PCSK9. لورتس ي لوك ال ضي أو LDLR للحت ثا ب أ ل.

دي ز م ال فر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ال
ج ت م ن ال م س ا	Proprotein Convertase 9(PCSK9) Rabbit pAb Convertase 9 ق ب س م ال نيورب ل يبناراً لئاسنل داض م سح (PCSK9)
ة راع ت س م ءام س ا / ت اط ح ال م	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
ع و ن ال	يرش ب
م ر ش ب ل ل) ن ج ال فر ع م	255738
ن ج ال فر ع م	255738
ي ع ا ن م ال دض ت س م ال	Convertase 9 نيورب ل 590-692 ة م ي ن م ال ا ض ا م ح ال ا ن م ض ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب (PCSK9) (NP_777596.2)
ر د ص م ال	ب ن ا ر ا
ة ف ا	لئاسنل ددعت م داض م ال م اس ح ال ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ال لع ا ف ت ال	ذر لالو، رأفل، ناسن إال
SWISS	Q8NBP7
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	نوت لاد وليك 74
ن ح ش ال	ج ل ث س ي ك