

Anti-Prp19 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

CM0006247: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

بنرأل نم recombinant ةل يسنل يداأ داصم
م. (PRP19/SNEV) يرش بل ال PRPF19 فدهت سي
رأفل عم بل اصتم لكشب لعا فت ي. WB, IHC-P, IF/ICC,
ELISA. pre-mRNA كي كفت ي ف قي قحت لل يلاثم. ذرل او
ماروأل ملعو ،وونل لضمحل لال صاو ،

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
حجته المسماة	PRP19 Rabbit mAb
مراجع التسمية /التاريخ	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
النوع	إنسان
GeneID (إنسان)	27339
GeneID	27339
وصف المنتج	(Q9UMS4) يرش بـ PRPF19 من 400-504 نيونيم ألامضاح ألام قفاوتيل لسلسلتي لعل ويوتيحي recombinant جاجامدنا نيتورب
ردص الم	بنرأ
هئية	هليس النله داجأ داصم ماسجأ
قبطط الل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بل الصم الل لعافت الل	ذرج , رأف , إنسان
SWISS	Q9UMS4
نيتورب الل نزو	55kDa
نشل الل	جلت سيك