

خيطلت لل Psa/Klk3 - داضم بنراً ةليسننلا ديحو داضم مسج P07288 - ازيلال او يبرغلا

رصننلا مقر: CM0009117



ةمدقم

ل- داضم بنراً ةليسننلا ديحو داضم مسج
مادختسالل قدصم (A4355 خاسننسا) PSA/KLK3
(ELISA) ازيلال او (WB) يبرغلا خيطلتلا يف
يعونلا يتاتسوربل دضتسملا فدهتسي
(نوتلادولي ك 29، UniProt P07288) يرشبل
نم يعانص ديتبب: يعانملا دضتسملا
ثاحبأل بسانم 162-261 ةينيملأا ضامحألا
ناطرسلل ةيويحل تامساو

ديزملا فرع

راي عملا	ةمقلا
جتنملا مسا	ل- Psa/Klk3 بنراً ةليسننلا ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسا / تاطحالما	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
عونلا	يرشبل
يرشبل (رشلل) فرع	354
نيلل فرع	354
يعانملا دضتسملا	(P07288) يرشبل PSA/KLK3 نيتورب نم 162-261 ةينيملأا ضامحألا نمض لسلست عم قفاوتي يعانص ديتبب يعانص ديتبب
ردصملا	بنراً
فينصتلا	ةليسننلا ةديحو داضم ماسحا
تاقبطلات	WB, ELISA
لدابتل لعافتلا	يرشبل
SWISS	P07288
نيتوربال نزو	نوتلادولي ك 29
نشللا	جلت سيك