

J- Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 J- Wb, If-P, Elisa - Q15700

CM0002841: رصنع ال مقرر



مقدم

فدهتسي ةليسننل يداحاً بنراً داضم مسج PSD93/DLG2، J- WB، IF-P، وELISA. يرأفل او يرشبل PSD93/DLG2 لىل فرعتي تاراش لإوح ثحبلا ي ف دي فم. يذرجل او رارق تساو، نمزمل ملأل او، NMDA، تالبقتسم ي بصعلا كبشمل

ديزمل فرعاً

راي عملا	هميلا
جتنملا مس	PSD93/chapsyn-110/DLG2 ج- ةليسننل يداحاً بنراً داضم مسج
رخأءامس/اتاطحال م	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
يحل نئاكلا	ناسنالا
نيحل فرعم	1740
يعانملا دصتسملا	(Q15700) يرشبل PSD93/chapsyn-110/DLG2 ني تورب نم 600-700 ةني مأل ضامأل نمض لسلسل قباطم يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةليسننل يداحاً داضم ماسجاً
قبطتلا	WB, IF-P, ELISA
يلدابتل لعافتلا	ذرجلا، يرأفل، ناسنالا
SWISS	Q15700
ني توربلل يئيزجل نزل	98 نوتلاد وليك
خشل	ديرت سيك