


و Wb تاقى ببطت لل Psd95 دض لئاسننلا ددعت م داض م مسج If/Icc و Elisa - زمرلا P78352

مصنوع ال مقرر: CM0027285



مقدم

مدمج ال يلاع لئاسننلا ددعت م داض م مسج
نيتورب فدهتسي بنارأل نم صلختسم
نم ققحت ال مت (DLG4، SAP90) يرش ب ال PSD95
ELISA، و IF/ICC و WB ي مادختس ال هتجالص
رأفل او ناسننلا نم لك عم لدابت م لعافت هلو
ملعو ويك بشم ال نودلل ثاحبأل يلاثم. ذرجل او
باصأل.

ديزملا فرع

راي عم ال	م ي ق ال
جت نم ال مس	PSD95 Rabbit pAb
هلي دب ءامسأ/تاطحال م	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
عون ال	يرش ب
ن ج ال فرع م	1742
ن ج ال فرع م	1742
يغانم ال دصتسم ال	يرش ب ال PSD95 نيتورب نم 510 إلى 420 نم ةني مأل اصامأل عم قفاوتي يني مأل سلسلتي لعيوتحي فشتؤم يجامدن نيتورب (NP_001308004.1)
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسننلا ددعت م داض م ماسجأ
تاقى بطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابت م لعافت ال	ذر، رأف، ناسنن
زمر SWISS	P78352
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 80
نحش ال	جلت سيك