


J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Psma2 ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا
Elisa - P25787

CM0004584: رصنع ل ا مقرر



ةمدقم

قدح و دض بنرأل نم ةليسنل يداحأ داضم
2 عونل نم افلأ ةيعرفل موسوي توربل
WB, IHC-P, لـ بسانم ، ةيرش بل (PSMA2)
يف يلخادل PSMA2 فشكي . ELISA, و IF/ICC
ذرجل او ، رافل او ، ناسنإل اتاني

ديزملا فرعا

معلومات	الاسم
جسم مضاد	PSMA2 Rabbit mAb
تخصص / استخدامات	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
أصل	إنسان
نوع الجسم المضاد (إنساني)	5683
نوع الجسم المضاد	5683
وصف المنتج	(P25787) يربط الـ PSMA2 من 1-100 في نيما ألامضاح ألام قفاوت لسلست لى عيو تى فلتؤم ج امد ن نى تورب ؛فلتؤم نى تورب
ردص	بنر
الفئة	هليلسن ال اءءاءا ءاءصا
قبطط الل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاء طمل لعافت الل	ءرج ، راف ، انسان
SWISS	P25787
نوزو رب الل	26kDa
لشن الل	جلت سىك