


Wb, Ip, If-P, J- بنرأل نم تاخسننسم ال ددعتم Psma3 داضم Ihc-P, Elisa - P25788

رصننعل مقرر: CM0018132



ةمدقم

يلاع بنرأل نم تاخسننسم ال ددعتم داضم نم ةيعرف ةدحو ،يرشب ال PSMA3 دض ةدوجل نيورب ال روهتل ةيرورض 20S موسويورب ال دمتم ال ريغو نيويوكي بوي ال يلع دمتم ال WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA ف ناسنإل دج، رأف، و، ناسنإل ف دمتم ال موسويورب ال ثابأل يلالم.

ديزم ال فرع

رايعم ال	ةميق ال
جت نم ال مس	PSMA3 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطح ال م	HC8; PSC3; PSMA3
عون ال	ناسنإ
نيج ال فرع م	5684
نيج ال فرع م	5684
دصتسم ال	PSMA3 (NP_002779.1) يرشب ال PSMA3 نم 1-255 ةينمأل صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن نيورب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	تاخسننسم ال ددعتم داضم
قبطت ال	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقت ال لعاف ال	دج، رأف، ناسنإ
SWISS	P25788
نيورب ال نزو	28kDa
نحش ال	جلت سيك