


**J- Psma4 J- Wb، If/Icc، Ip،
Elisa - P25789**

CM0022740: رصنع لى مقر



ةمدقم

لـ داضم ةدوجل اليلاع يبنارأ ينولكيلوب داضم
و IF/ICC و WB لـ هتحنم ققحتل مـ PSMA4
يرأفل او يرشبل PSMA4 نـ فشكي. ELISA و IP
موزوةيتوربل لـ ةيساسأل ةدحول و هو، يذجل او
يل لثـ مـ. تانيتوربل لـ لحتل ةم ساج 20S
موزوةيتوربل لـ تاساردل.

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	PSMA4 Rabbit pAb
معلومات عامة / تطبيقات	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
الوزن	إنسان
نوع المستضد	5685
معلومات إضافية	(NP_001096137.1) يرشيب الـ PSMA4 م 261 إلى 1 من نهاية الموضع الحامض ألام قفاوتي لسلسلتي إيلع يوتحي فلتؤم إجامدنا نيتورب
معلومات	إنسان
الصفة	هينولكليلوبل دادصألا
تقنيات	WB, IF/ICC, IP, ELISA
معلومات إضافية	ذبح، رأف، إنسان
SWISS	P25789
نيتورب الزو	نوتداد وليك 29
نحش	جلت سيك