


ج- Psma/Folh1 ج- Wb، If- P، Elisa - Q04609

رصدن عل مقرر: CM0009797



ةمدقم

ج- PSMA/FOLH1 ج- بنرأ ةل س ن ل ا يد ا ح أ د ا ض م س ج
ELISA، و، ةق ل أ ت م ل ا ة غ ا ن م ل ا و، Western blot ج-
س ك و ب ر ك ت ا م ا ت و ل ج م ي ز ن ا ف د ه ت س ي
و ه و، (Q04609) ن ا ذ ر ج ل ا و ي ر ش ب ل ا 2 ز ا د ي ت ب ي ب
ر و ط ت و ت ا ل و ف ل ا ص ا ص ت م ا ي ف ي س ي ئ ر م ي ز ن ا
ا ت ا ت س و ر ب ل ا م ر و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ن ت م ل ا م س ا	ج- PSMA/FOLH1 ج- بنرأ ةل س ن ل ا يد ا ح أ د ا ض م س ج
س ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ن ج ل ا ف ر ع م	2346
م ن ج ل ا ف ر ع م	2346
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ج- PSMA/FOLH1 ي ر ش ب ل ا 1-106 م ن ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ا ل ا	ةل س ن ل ا ة يد ا ح أ د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF-P، ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ج، ي ر ش ب
SWISS	Q04609
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 84
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك