


Anti-Psmb1 بـنرأل نم ةليسننل ددعتم داضم الم مسجل Elisa - P20618 و Wb و If/Icc تاي نقتل

مقرر: CM0018104 رصنع الم



ةمدقم

بـنرأل نم ةليسننل ددعتم داضم الم مسجل
PSMB1 (HC5/PSC5) تاي نقتل Western blot
1-ا تي ب ةيعرف الم ةدحول فشكي. ELISA و IF/ICC
رأف الم موزاي توربو يرش ب الم موزاي توربو الم
ثا ب أ ل ي ل ا ث م . (نوتلاد وليك 26) ذرل او
ت. تان ي توربو ل ل ح ت تاساردو موزاي توربو الم

ديزم الم فرع

راي عم الم	ةم ي ق ل ا
جت نم الم مسا	PSMB1 Rabbit pAb
راع تسم الم مسال/اتاطح الم	HC5: PSC5: PMSB1: NEDMHAL: PSMB1
عون الم	ناسنإل
م ي ج الم فـرم	5689
م ي ج الم فـرم	5689
يعانم الم دضتسم الم	PSMB1 يرش ب الم (NP_002784.1) يرش ب الم 29-241 ةني مأل اضا مأل ل قباطم لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ي توربو
ردص الم	بـنرأل
ةئف الم	لئاسننل ددعتم داضم الم ماسج الم
قي بطت الم	WB, IF/ICC, ELISA
ب لاصت الم لعافت الم	ذرل، رأف الم، ناسنإل
SWISS	P20618
ن ي توربو الم نزو	نوتلاد وليك 26
نحش الم	جلت سيك