


Wb، If/Icc، Elisa - J- بنرأل نم ةلېسننل يداحأ Psmd4 داضم P55036

رصنع ال مقرر: CM0010555



ةمدقم

ةيعونل يلاع بنرأل نم ةلېسننل يداحأ داضم PSMD4 (ةيعرفل ةدحول) S5A/Rpn10 (26S موزاييتوربلل WB، IF/ICC، و ELISA. ناسنإل تاني ع عم لعافت ي راسم ثاحبأل يلاثم. ذرل او، رأفل او لل خ تاساردو موزاييتوربلل-نيتي وك ي بوي ال موزاييتوربلل.

ديزمل الفرع

ل ماعمل	ةمقلا
جت نم ال مس	PSMD4 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
عونل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	5710
GeneID	5710
دصتسم ال	PSMD4 (P55036) يرشب ال PSMD4 نم 250-350 ةينمأل صامحال لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	ةلېسننل يداحأ ةداضم ماسنإ
قبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	ذرل، رأف، ناسنإ
SWISS	P55036
نيتوربلل نزو	41kDa
نحش ال	جلت سيك