


Psmd4 - داضم يبنارأ ةليسننل ديحو داضم مسج P55036 عجرمل - Elisa و Ip و If/Icc و Wb تاقيبطتلل

رصنعلال مقر: CM0015845



ةمدقم

ديحو داضم مسج وه pAb يبنارأال PSMD4 مسج مادختسالل هدامتعا مت ،بنارأال نم ةليسننل لعافت. ELISA و IP و IF/ICC و WB تارابتخا يف ةدحو وه ،يذجل او يرشبل PSMD4 ني تورب عم معدي و 26S موزاي توربل ubiquitin لبق تسم موزاي تورب-ubiquitin راسم يف ثاحبأال

ديزملال فرعا

رايعمل	هميلال
جتنملا مسا	PSMD4 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
عونلا	يرشب
نيجال فرع م	5710
نيجال فرع م	5710
يعانملا دضتسملا	فلتؤم ني تورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل ةديحو ةداضملا ماسجالا
تاقيبطتلل	WB, IF/ICC, IP, ELISA
عطاقملا لعافتلا	يذج ، يرشب
SWISS تانايب ةدعاق	P55036
ني توربال نزو	نوتلاد وليك 41
نحشلا	جلت سيك