


ةطساوب هـنم ققحتلـا مـتـ) J- Psme2 ؤـلـيـسـنـلـا ددعتـم داضـم Ko) J- Wb و Elisa - Q9UL46

رـصـنـعـالـا مـقـر: CM0023186



ةمدقم

PSME2 دض بنرألـا نم ؤـلـيـسـنـلـا ددعتـم داضـم
لـحـنـمـلـل هـنم ققحتلـا مـتـ، (PA28β) يرشـبـلـا
عـم لـعـافـتـي. ELISA و (Western blot) يرغـالـا
طـشـنـم فـدـهـتـسـي؛ رـأـفـالـا و نـاسـنـإـلـا
ةـجـلـاعـم يـف كـراشـمـلـا يـعـانـمـلـا مـوسـايـتـورـبـلـا
تـادـضـتـسـمـلـا.

ديـزـمـلـا فـرعـا

لـمـاعـمـلـا	هـمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	بـنـرـألـا نم ؤـلـيـسـنـلـا ددعتـم داضـم PSME2 [KO] ؤـطـساوب ققحتلـا مـتـ
راعـتـسـم مـسـا/تـاطـحـالـا مـ	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
عـونـلـا	نـاسـنـإـلـا
نـيـجـالـا فـرعـم	5721
نـيـجـالـا فـرعـم	5721
دـضـتـسـمـلـا	(NP_002809.2) يرشـبـلـا PSME2 نم 1-239 ؤـيـنـيـمـألـا ضـامـحـألـا عـم قـفاوتـي لـسـلـسـتـى لـعـ يـوتـحـي بـيـكـرـتـلـا دـاعـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـبـ
رـدـصـمـلـا	بـنـرـأـ
ةـؤـفـالـا	ةـؤـفـالـا ددعتـم داضـم
قـيـطـطـلـا	WB, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	رـأـفـ، نـاسـنـإـلـا
SWISS	Q9UL46
نـيـتـورـبـلـا نـزـو	27kDa
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـكـ