

Psme3 J- Wb، Ihc-P - P61289 دض ةليسنل ددعت م داضم

مقرر: CM0014182



ةمدقم

بنرأل نم ةدوجل اليع ةليسنل ددعت م داضم
دض PSME3 يرشب ال (PA28gamma، REG-
gamma)، م ت J- WB، IHC-P، IF/ICC،
ELISA. ناسنإل في فيلخادل PSME3 فشتك في
موسوي توربل اناحبال لاثم. ذرل او، رافل
ةتامتسال او.

ديزمال فرع

لماعمل	هميقل
جت نمل مسا	PSME3 Rabbit pAb
راغت سم مس/اتاطحال م	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
عونل	ناسنإ
م (ناسنإ) نجل فرعم	10197
نجل فرعم	10197
دصت م	PSME3 يرشب ال (NP_005780.2) م 200-254 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي يغانطصا ديتبب
ردصم	بنرأ
ةفل	ةليسنل ددعت م داضم
قبططال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقم لعاقل	ذرل، رافل، ناسنإ
SWISS	P61289
نيتوربل نزو	30kDa
نشل	جلت سيك