


Psme4 J- Wb، Ihc-P، Elisa - Q14997 دض ةليسننلا ددعتم داضم رصننعل مقرر: CM0016748



ةمدقم

PSME4 دض بنرأل نم ةليسننلا ددعتم داضم (PA200)، WB، IHC-P، ELISA يف هنم ققحتلا مت، ذرل او رأفل او ناسنإلا عم لدابت م لعافت عم طسوت م لا نوتسي هلا روهت ةساردل يلا ثم، ةي و ن م لا تان او ي ح ل ن ي و ك ت و ، م و س و ي ت و ر ب ل ا ب ، ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ف ل ت ة ب ا ج ت س ا و .

ديز م لا فرع ا

راي عم ل ا	هفص او م ل ا
ج تن م ل ا م س ا	PSME4 Rabbit pAb
راغ ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	PA200; PSME4
ع او ن ا ل ا	ناسن ا
ن ا س ن ا (ا ن ا س ن ا) ف ر ع م	23198
ن ا س ن ا ف ر ع م	23198
د ص ت س م ل ا	PSME4 (NP_055429.2) ير ش ب ل ا 1634-1843 ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ن ل ا ة د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q14997
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	211kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك