


ج ل لئاسنل ددعت م داضم J- PtcD3 J- Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ey7

رصنع ل مقرر: CM0026838



ةمدقم

PTCD3 دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم J- WB, IF/ICC, ELISA. م (mS39) يرش بل ةدحول mS39 ني تورب فشك ي يردنوك و تيم ل موسوب يرل ل ةريغ ص ل ةي عرف ل بسانم . ذجل او ، رأف ل او ، ناسنل تاني ع ي ف ي بطل ا صيخش ت ل او ا يردنوك و تيم ل ت ا ح ب أ ل ضارم أ ل .

ديزم ل فرع

ل م ا م ل	ة م ي ق ل
ج ن م ل م س ا	PTCD3 Rabbit pAb
راع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
ع و ن ل	ناسنل
(ناسنل) ن ج ل ا فرع م	55037
دض ت س م ل ا	PTCD3 (NP_060422.4) يرش بل م 450-689 ة ني م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ني تورب
ر د ص م ل ا	بنرأ
ة ئ ف ل ا	لئاسنل ددعت م داضم
ق ي ب ط ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ا م ل ا ع ا ف ا ل ا	ذجل ، رأف ، ناسنل
SWISS	Q96EY7
ن ي تورب ل ن ز و	79kDa
ن ح ش ل ا	جل ث س ي ك