


يبرغل خيطلت لل Ptpip51/Rmdn3 دض طمنل ديحو داضم مسج (Wb) ةي مي زنإل ةيغانم ةسي اقملا و (Elisa) - Q96Tc7

رصنعل مقر: CM0007346



ةمدقم

نيتورب دض بنرأل نم طمنل ديحو داضم مسج
PTPIP51/RMDN3 يرشبل، يرشبل
ةيغانم ةسي اقملا و (WB) يبرغل خيطلت لل
تادضتسم عم لعافت، (ELISA) ةي مي زنإل
موي سلالل نزاوت تاساردل بسانم. ذرل
ايردنوكوت يمل تايكي ماني دو، ةتامت سالا.

دي زملا فرعا

ةمدقم	ةمي قل
جتانملا مس	PTPIP51/RMDN3 Rabbit mAb
ةراعتسم ءاسا / تاطحالام	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
عونلا	يرشبل
نيجال فرعم	55177
نيجال فرعم	55177
يغانم دضتسملا	PTPIP51/RMDN3 نيتورب نم 200-300 ةني مالا ضامحال نمض لسلسلت عم قفاوتي يغانطصا ديتبب (NP_060615.1) يرشبل
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	طمنل ديحو داضملا ماسجالا
قيبطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لعافتلا	ذرل
SWISS	Q96TC7
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 52
نحشلا	جلت سيك