


ج- Ptpip51/Rmdn3 ج- داضم بنارأ ةلېسننل ديحو داضم مسج Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q96Tc7

رصنعلال مقرر: CM0027730



ةمدقم

دض بنارألأ نم ةلېسننل ددعتم داضم مسج
PTPIP51/RMDN3، مت ققحتال مت
WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA. ألعافت لعافت
ديفم. ذرغالو رأفلو ناسنإل عم ألدابت
، ةتامتسال، مويسلال نزاوت ةسارذل
ايردنوك وتيملال ةفيظوو.

ديزملال فرعا

ةمدعلال	ةمقلا
جتنملا مسا	PTPIP51/RMDN3 Rabbit pAb
ءاسأ / تاطحال م ءراعتسم	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
عونلا	ناسنإل
نجلا فرعم	55177
يعانملا دصتسملا	يرشبب ال PTPIP51/RMDN3 ني تورب نم 470 لىل 171 نم ةنيئمالأ صامألأ عم قفاوتي لسلسل ىل عيوتحي فلتؤم يجامدنأ ني تورب (NP_060615.1).
ردصملا	بنارأ
فيئصتلا	ةلېسننل ددعتم ةداضملا ماسجالا
قبطتلا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابتل لعافتلا	ذرغالو رأفلو ناسنإل
SWISS	Q96TC7
ني توربلا نزو	نوتلاد وليك 52
نحشلا	جلت سيك