

Elisa - Wb - PVRL3 دص ب ن ر أ ة ل ي س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج - Q9Nqs3

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0029931



ة م د ق م

PVRL3 دص ج ر خ ت س م ة ل ي س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج ل ل ب س ا ن م (Nectin-3، CD113) ي ر ش ب ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي ، ELISA و ت و ل ب ن ر ت س ي و ق ا ص ت ل ا ل ا ت ا س ا ر د ل د ي ف م . ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ا ت ا ع ط ا ق ت ل ا و ، ة ي ب ص ع ل ا ر و ا ح م ل ا ه ي ج و ت ، ي و ل خ ل ا - Q9NQS3 ة ي و ل خ ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل ا م س ا	PVRL3 Rabbit pAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ي ر ش ب ل ا (ي ر ش ب ل ا) ف ر ع م	25945
م ي ر ش ب ل ا ف ر ع م	25945
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_001230215.1) ي ر ش ب ل ا PVRL3 ن ي ت و ر ب ن م 366 ل ا 127 ن م ة ي ن ي م ا ض ا م ح ا ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ا ف ة	ة ل ي س ن ن ل د د ع ت م د ا ض م ل ا م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ا
SWISS	Q9NQS3
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 61
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك