

J- Pym1 J- Wb، If/Icc، Elisa - Q9Brp8

رقم المنتج: CM0022726

مقدم

هذا المنتج هو اختبار مناعي للبروتين Pym1 (Q9BRP8) في WB، IF/ICC، وELISA. يستخدم هذا المنتج لدراسة التعبير عن Pym1 في أنسجة مختلفة. يمكن استخدامه أيضًا لدراسة تأثير الأدوية على التعبير عن Pym1. يمكن استخدامه أيضًا لدراسة تأثير الأمراض على التعبير عن Pym1.

معلومات إضافية

معلومات إضافية	معلومات إضافية
معلومات إضافية	PYM1 Rabbit pAb
معلومات إضافية	PYM; WIBG; PYM1
معلومات إضافية	أنسجة
معلومات إضافية	84305
معلومات إضافية	84305
معلومات إضافية	NP_115721.1) بروتين PYM1 من 1-204 أmino acids. يتم إنتاجه في خلايا الثدييات.
معلومات إضافية	بنز
معلومات إضافية	هذا المنتج هو اختبار مناعي للبروتين Pym1 (Q9BRP8) في WB، IF/ICC، وELISA.
معلومات إضافية	WB، IF/ICC، ELISA
معلومات إضافية	درجات، ألوان، أنسجة
معلومات إضافية	Q9BRP8
معلومات إضافية	نوتاد وليك 23
معلومات إضافية	جالت سيك