


دض لئاسنل ددعت م داضم Qki J- Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

رصنع ل مقرر: CM0027258



ةمدقم

دض بنرأ نم ةدوجل ل لاع لئاسنل ددعت م داضم
دض بنرأ نم ةدوجل ل لاع لئاسنل ددعت م داضم
9444، (نيجل فرعم) يرش بل QKI ني تورب
SWISS: Q96PU8). ل هت حص نم ققحت ل م ت
رأفل عم لدابت م لعافت عم ELISA و IF/ICC
ثا ب أ ل و RNA ءاي ح أ ل ثا ب أ ل ل ا ث م . ذر ج ل و
ة ب ص ل

دي ز م ل فرع

راي عم ل	ةم ي ل
ج تن م ل م سا	QKI Rabbit pAb
راع ت س م م س / ا ط ا ح ا ل م	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
ع ا و ن أ ل	ناسن
ن ج ل فرعم	9444 (ناسن)
دض ت س م ل	1-341 ة ني م أ ل ض ا م أ ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ني تورب (NP_006766.1) يرش بل QKI نم
ردص م ل	بنرأ
ة ف ل	لئاسنل ددعت م داضم
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن
SWISS	Q96PU8
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	38kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك