

J- Rab5C / Rabl J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148 ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0003225



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر ا ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
 RAB5C/RABL ة ل ر ش ب ل WB, IF/ICC, IP,
 ELISA. ذ ر ج ل ا و ر ا ف ل ل ا و ن ا س ن ا ل ا ع م ل ع ا ف ت ي
 ة س ا ر د ل ي ل ا ث م. ن و ت ل ا د و ل ي ك 23
 ر ك ا ب ل ي ل خ ا د ل ل ق ن ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	J- RAB5C / RABL ب ن ر ا ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
ر خ ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا ل ا
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	5878
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	5878
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(P51148) ة ل ر ش ب ل RAB5C / RABL ن م 2-216 ة ن ي م ا ل ا ض ا ح ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ج م ا ن ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IP, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا, ر ا ف ل ل ا, ن ا س ن ا ل ا
SWISS	P51148
ي ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 23
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك