


J- Rab8A J- Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

رصدن عل مقرر: CM0002670



ةمدقم

RAB8A فدهتسي بنرأل نم ةليسننل ديحو دض
ل- هتحص نم ققحتل مت (MEL, RAB8) يرشبل
عمّابلاصتم لعافتو WB, IF/ICC, IP, ELISA؛
لخاد لقنل ائحابأل بسانم. ذرجلو رأفل
يتاذل ماهتلالو، بادهأل نوكتو، ايلخل

ديزمل فرع

لماعلم	هميقل
جتنم الم سا	RAB8A Rabbit mAb
راعسم مس/اتاطحالم	MEL; RAB8; RAB8A
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	4218
GeneID	4218
دضتسملا	(P61006) يرشبل RAB8A نم 100-207 ةنيملأا ضامألأا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يونص ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةليسننل ديحو دادضأ
قيبطتل	WB, IF/ICC, IP, ELISA
بلاصتم لعافتل	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	P61006
نيتوربل نزو	24kDa
نحشل	جلت سيك